

PANACEO

MED DARM REPAIR

Gebrauchsanweisung / Instructions for Use

DEUTSCH	ENGLISH
Nettofüllmenge Pulver: 50 g, 100 g, 200 g, 400 g. Kapseln: 50 Stück (25 g), 100 Stück (50 g), 200 Stück (100 g).	Net content Powder: 50 g, 100 g, 200 g, 400 g. Capsules: 50 (25 g), 100 (50 g), 200 (100 g).
Zutaten / Zusammensetzung 100 g Pulver enthalten 100 g PMA-Zeolith®. Pro Kapsel: PMA-Zeolith® 410 mg; Kapsel: Cellulose.	Ingredients / composition 100 g powder contain 100 g PMA-Zeolite®. Ingredients per capsule: PMA-Zeolite® 410 mg; capsule: cellulose.
Zweckbestimmung Bei Leaky-Gut und Reizdarm. Zur Behandlung einer eingeschränkten Barrierefunktion der Darmwand (Leaky Gut) und assoziierter entzündlicher Prozesse. Zur Behandlung einer eingeschränkten Barrierefunktion der Darmwand (Leaky Gut) und des Reizdarmsyndroms. Bindet Schwermetalle (Blei, Cadmium, Arsen, Chrom und Nickel) und Ammonium im Magen-Darm-Trakt.	Intended use For leaky-gut and irritable bowel syndrome. For the treatment of a limited barrier function of the intestinal wall (leaky gut) and associated inflammatory processes. For the treatment of a limited barrier function of the intestinal wall (leaky gut) and irritable bowel syndrome. Binds heavy metals (lead, cadmium, arsenic, chromium and nickel) and ammonium in the gastrointestinal tract.
Wirkweise und Einsatzbereich MED DARM REPAIR ist ein natürliches Medizinprodukt, das sanierend auf die Magen-Darm-Wand wirkt und zudem im Magen-Darm-Trakt Schadstoffe (Blei, Cadmium, Arsen, Chrom, Nickel und Ammonium) bindet. Wissenschaftlich anerkannt ist, dass unterschiedliche, insbesondere wiederkehrende, Belastungen (physischer und psychischer Stress, Krankheiten und medikamentöse Therapien) zu einer Störung der Darmwandintegrität (Leaky-Gut) führen können. Mögliche Begleiterscheinungen von Leaky-Gut sind u.a. Magen-Darm-Beschwerden, erhöhte Leberwerte, Immunschwäche oder Erschöpfung. Bitte informieren Sie sich bei Ihrem Arzt oder Apotheker.	Mode of action and area of application MED DARM REPAIR is a natural medical device that has a restoring effect on the gastrointestinal wall and binds harmful substances (lead, cadmium, arsenic, chromium, nickel and ammonium) in the gastrointestinal tract. It is scientifically recognised that different, particularly recurrent, stresses (physical and psychological burden, diseases and drug therapies) can lead to a disturbance of the integrity of the intestinal wall (leaky gut). Possible symptoms associated with leaky gut include gastrointestinal problems, increased liver values, immunodeficiency or fatigue. Please consult your doctor or pharmacist for further information.
Klinischer Nutzen Wissenschaftlich nachgewiesen ist, dass der PMA-Zeolith® in der Lage ist, die Darmwandintegrität signifikant positiv zu beeinflussen – messbar über eine signifikant verringerte Konzentration des „tight junction modulators“ Zonulin bzw. des Entzündungsparameters Alpha-1 Antitrypsin.	Clinical benefit It has been scientifically proven that PMA-Zeolite® is capable of significantly positively influencing intestinal wall integrity – measurable through a significantly reduced concentration of the “tight junction modulator” zonulin and the inflammation parameter alpha-1 antitrypsin.
Anwendung – Pulver Nehmen Sie 2-3-mal täglich je einen gestrichenen Portionslöffel zu den Mahlzeiten aufgerührt in einem Glas (mind. 100 ml) Wasser ein.	Application – powder Take one level portion spoon with powder mixed in a glass of water (at least 100 ml) 2-3 times a day with meals.
Anwendung – Kapseln Nehmen Sie 2-3-mal täglich je 3 Kapseln zu den Mahlzeiten mit einem Glas (mind. 100 ml) Wasser ein.	Application – capsules Take 3 capsules 2-3 times a day with a glass of water (at least 100 ml) with meals.
Einnahmedauer Die Einnahmedauer sollte mindestens 12 Wochen betragen bzw. solange die wiederkehrenden physischen Belastungen gegeben sind.	Duration of intake The duration of intake should be at least 12 weeks or as long as the recurrent physical stresses exist.
Zielgruppen / Sicherheitshinweise Die Einnahme ist für Erwachsene ab 18 Jahren empfohlen. Außer gelegentlich auftretender Obstipation (Verstopfung) sind	Target groups / Safety instructions The intake is recommended for adults from the age of 18 up. There are no side effects apart of occasional constipation. This

DEUTSCH

ENGLISH

keine Nebenwirkungen bekannt. Dies ist insbesondere bei Vorliegen von chronischer Verstopfung zu beachten. Beenden Sie die Einnahme, wenn Sie einen unerwarteten Effekt bemerken. Da noch keine ausreichenden Daten vorliegen, kann die Anwendung bei Kindern und Jugendlichen (unter 18 Jahren) sowie Schwangeren und Stillenden nicht empfohlen werden. Nicht inhalieren. Außer Reichweite von Kindern unter 6 Jahren aufbewahren. Die Dose nach der Verwendung immer schließen. Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften mit dem Hausmüll.

is particularly important in case of chronic constipation. Discontinue use if you notice an unexpected effect. As there are not yet sufficient data available, its use cannot be recommended for children and adolescents (under 18 years of age), pregnant and lactating women. Do not inhale the powder. Keep out of reach of children under 6 years of age. Firmly close can after use. Dispose of the device with household waste in accordance with local regulations.

Wechselwirkungen

Um unerwünschte Wechselwirkungen mit Medikamenten zu vermeiden, empfehlen wir eine um 2 Stunden zeitversetzte Einnahme von MED DARM REPAIR mit Medikamenten, wobei Medikamente, falls nicht anders verordnet, vor dem Zeolith eingenommen werden sollten.

Interactions

To avoid adverse drug interactions, we recommend taking MED DARM REPAIR and medication with a 2-hour time lag, whereby medication should be taken before the zeolite, unless otherwise prescribed.

Einbindung eines Mediziners

Informieren Sie bei gleichzeitiger Einnahme von Medikamenten Ihren Arzt, da MED DARM REPAIR als Nebeneffekt die körpereigene Immunaktivität erhöhen kann. Überschreiten Sie nicht die angegebene Tagesdosis ohne Absprache mit Ihrem Arzt.

Involvement of a physician

Inform your doctor if you are taking medication at the same time, as MED DARM REPAIR can increase the body's own immune activity as a side effect. Do not exceed the stated recommended dose without consulting your physician.

Qualität

Ständige Kontrollen garantieren die hohe Qualität und Wirksamkeit als Medizinprodukt gemäß der Europäischen Verordnung 2017/745.

Quality

Constant quality control ensures high quality and effectiveness as an approved medical device in acc. with EEC Regulation 2017/745.

Hersteller

Panaceo International GmbH, Finkensteiner Str. 5, A-9585 Gödersdorf, Villach, Austria.

Producer

Panaceo International GmbH, Finkensteiner Str. 5, A-9585 Goedersdorf, Villach, Austria.

Weitere Kennzeichnung

CE 0477. Ablaufdatum und Chargennummer siehe Dosenboden. UDI: Ausgesparter Platz am Label für Bedruckung in der Produktion. Lagerbedingungen: siehe Kennzeichnung auf dem Produkt.

Further labelling

CE 0477. Expiry date and batch number: see container bottom. UDI: space left blank on the label for printing during production. Storage conditions: see symbols on product label.

Weitere Angaben

Premium-Zeolith. Wissenschaftlich erforscht. Hergestellt in Österreich. www.panaceo.com.

Additional information

Premium Zeolite. Scientifically researched. Produced in Austria. www.panaceo.com.

Gebrauchsanweisung gültig ab: 30.06.2025 / Instruction for use valid from: 30.06.2025