

Gebrauchsanweisung PANACEO CARE-ZEOLITH WUNDPUDER

Natur-Medizinprodukt

Nettofüllmenge: 30 g

Zutaten: PMA-Zeolith®

Zweckbestimmung:

Zur Aufsaugung von Exsudaten und Bildung einer Schutzschicht bei oberflächlichen Hautverletzungen.

Das PANACEO CARE-ZEOLITH WUNDPUDER nimmt Exsudate auf und bildet eine gleichmäßige, flexible Schutzschicht auf intakter Haut sowie oberflächlichen Wunden. In der Regel wird die Bildung einer brüchigen Kruste verhindert, wodurch die Wunde optimal vor mechanischen Einflüssen geschützt wird. So entsteht ein stabiles Wundmilieu, das die natürliche Heilung unterstützt.

Anwendung:

Das PANACEO CARE-ZEOLITH WUNDPUDER dünn und gleichmäßig auf die betroffene Stelle auftragen. Nicht in offene, tiefe oder infizierte Wunden einbringen. Bei Bedarf mit einem Verband abdecken. Anwendung ein bis mehrmals täglich oder nach Anweisung eines medizinischen Fachpersonals wiederholen und bis zur vollständigen Abheilung der Wunde fortsetzen. Geeignet für alle Altersgruppen!

Sicherheitshinweise:

Kein Ersatz für eine ärztliche Behandlung. Nicht zur Anwendung bei tiefen oder klaffenden Wunden. Nicht inhalieren. Nicht in der Nase und den Ohren anwenden. Kontakt mit den Augen vermeiden. Im Fall schwerwiegender Vorkommnisse bitte Hersteller und Ihre Behörde kontaktieren. Außerhalb der Reichweite von Kindern unter 6 Jahren aufbewahren. Dose nach Gebrauch stets verschließen. Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften mit dem Hausmüll.

Hersteller:



PANACEO International GmbH
Finkensteiner Straße 5,
A-9585 Villach-Gödersdorf

Lagerbedingungen:



Instructions for use

PANACEO CARE-ZEOLITE WOUND POWDER

Natural medical device

Net quantity: 30 g

Ingredients: PMA-Zeolite®

Intended use:

For absorbing exudates and forming a protective layer on superficial skin injuries.

PANACEO CARE-ZEOLITE WOUND POWDER absorbs exudates and forms an even, flexible protective layer on intact skin and superficial wounds. As a rule, this prevents the formation of a brittle crust, providing the wound with optimal protection against mechanical influences. This creates a stable wound environment that supports natural healing.

Application:

Apply PANACEO CARE-ZEOLITE WOUND POWDER thinly and evenly on the affected area. Do not apply to open, deep, or infected wounds. Cover with a bandage if necessary. Repeat application once or several times a day or as directed by a medical personal and continue until the wound has completely healed. Suitable for all age groups!

Safety instructions:

Not a substitute for medical treatment. Do not use on deep or gaping wounds. Do not inhale. Do not use in the nose or ears. Avoid contact with the eyes. In case of serious incidents, please contact the manufacturer and your local authority. Keep out of reach of children under 6 years of age. Always close the can after use. Dispose of the product in accordance with local regulations with household waste.

Manufacturer:



PANACEO International GmbH
Finkensteiner Straße 5,
A-9585 Villach-Gödersdorf

Storage conditions:



Istruzioni per l'uso PANACEO CARE-ZEOLITE POLVERE PER FERITE

Dispositivo medico naturale

Contenuto netto: 30 g

Ingredienti: PMA-Zeolite®

Destinazione d'uso:

Assorbimento degli essudati e formazione di uno strato protettivo in caso di lesioni cutanee superficiali.

La PANACEO CARE ZEOLITE polvere per ferite assorbe gli essudati e forma uno strato protettivo uniforme e flessibile sulla pelle intatta e sulle ferite superficiali. Di norma, ciò impedisce la formazione di una crosta fragile, proteggendo in modo ottimale la ferita da eventuali sollecitazioni meccaniche. Contribuisce a creare così un ambiente cicatrizzante stabile che favorisce la guarigione naturale.

Applicazione:

Applicare PANACEO CARE ZEOLITE polvere per ferite in uno strato sottile e uniforme sulla zona interessata. Non applicare su ferite aperte, profonde o infette. Se necessario, coprire con una benda. Ripetere l'applicazione una o più volte al giorno o secondo le indicazioni di personale medico specializzato e continuare fino alla completa guarigione della ferita. Adatto a tutte le età!

Avvertenze di sicurezza:

Non sostituisce il trattamento medico. Non utilizzare su ferite profonde o aperte. Non inalare. Non utilizzare nel naso e nelle orecchie. Evitare il contatto con gli occhi. In caso di eventi gravi, contattare il produttore e le autorità competenti. Tenere fuori dalla portata dei bambini di età inferiore ai 6 anni. Chiudere sempre il contenitore dopo l'uso. Smaltire il prodotto nei rifiuti domestici secondo le normative locali.

Produttore:



PANACEO International GmbH
Finkensteiner Straße 5,
A-9585 Villach-Gödersdorf

Condizioni di conservazione:



Mode d'emploi

PANACEO CARE-ZÉOLITHE POUDRE DERMATOLOGIQUE

dispositif médical naturel

Poids net: 30 g

Ingredients: PMA-Zéolithe®

Destination prévue:

Pour absorber les exsudats et former une couche protectrice sur les lésions cutanées superficielles.

La poudre dermatologique PANACEO CARE ZÉOLITHE absorbe les exsudats et forme une couche protectrice uniforme et flexible sur les plaies cutanées et les zones superficielles du derme, la formation d'une croûte cassante est généralement évitée, offrant une protection optimale contre les influences mécaniques. Ce qui contribue à créer un environnement stable pour la plaie favorisant une cicatrisation naturelle.

Application:

Utiliser la poudre dermatologique PANACEO CARE ZÉOLITHE en couche fine et uniforme sur la zone affectée. Ne pas appliquer sur des plaies ouvertes, profondes ou infectées. Recouvrir d'un pansement si nécessaire. Renouvelez l'application plusieurs fois par jour et /ou selon les recommandations d'un professionnel de la santé; jusqu'à cicatrisation complète. Convient à tout âge!

Consignes de sécurité:

Ne remplace pas un traitement médical. A utiliser sur les lésions cutanées superficielles, et non les plaies béantes et profondes. Ne pas inhaler. Ne pas utiliser dans le nez et les oreilles. Éviter tout contact avec les yeux. En cas d'incident grave, veuillez contacter le fabricant et les autorités compétentes. Tenir hors de portée des enfants de moins de 6 ans. Toujours refermer le flacon après usage. Recyclez le flacon avec les ordures ménagères conformément aux réglementations locales.

Fabricant:



PANACEO International GmbH
Finkensteiner Straße 5,
A-9585 Villach-Gödersdorf

Conditions de stockage:

