

Gebrauchsanweisung MED DARM REPAIR

Medizinprodukt der Klasse IIb
(für die Daueranwendung geeignet)

Nettofüllmenge:

Pulver: 50 g, 100 g, 200 g, 400 g
Kapseln: 50 Stk., 100 Stk., 200 Stk.

Zutaten: PMA-Zeolith®

Zweckbestimmung:

Bei Leaky Gut und Reizdarm.

Zur Behandlung einer eingeschränkten Barrierefunktion der Darmwand (Leaky Gut) und assoziierter entzündlicher Prozesse.

MED DARM REPAIR ist ein natürliches Medizinprodukt, das sanierend auf die Magen-Darm-Wand wirkt und zudem im Magen-Darm-Trakt Schadstoffe (Blei, Cadmium, Arsen, Chrom, Nickel und Ammonium) bindet. Wissenschaftlich anerkannt ist, dass unterschiedliche, insbesondere wiederkehrende, Belastungen (psychischer Stress, Krankheiten und medikamentöse Therapien) zu einer Störung der Darmwandintegrität (Leaky Gut) führen können. Mögliche Begleiterscheinungen von Leaky-Gut sind u.a. Magen-Darm-Beschwerden, erhöhte Leberwerte, Immunschwäche oder Erschöpfung. Bitte informieren Sie sich bei Ihrem Arzt oder Apotheker. Wissenschaftlich nachgewiesen ist, dass der PMA-Zeolith® in der Lage ist, die Darmwandintegrität signifikant positiv zu beeinflussen – messbar über eine signifikant verringerte Konzentration des „tight junction modulators“ Zonulin bzw. des Entzündungsparameters Alpha-1 Antitrypsin.

Anwendung:

Pulver: Nehmen Sie 1 – 3 mal täglich je einen Teelöffel (1 TL = 2 g) zu den Mahlzeiten aufgerührt in einem Glas Wasser (mind. 100 ml) ein. Bei akutem Durchfall 3 TL (= 6 g). Die Tageshöchstmenge sollte 9 g nicht überschreiten.

Kapseln: Nehmen Sie 2 – 3 mal täglich 3 Kapseln zu den Mahlzeiten mit einem Glas Wasser (mind. 100 ml) ein. Bei akutem Durchfall bis zu 15 Kapseln einnehmen.

Die Einnahmedauer sollte mindestens 12 Wochen betragen bzw. solange die wiederkehrenden Belastungen gegeben sind. Die Einnahme ist für Erwachsene ab 18 Jahren empfohlen.

Warn- und Sicherheitshinweise:

Außer gelegentlich auftretender Obstipation (Verstopfung) sind keine unerwünschten Nebenwirkungen bekannt. Dies ist insbesondere bei Vorliegen von chronischer Verstopfung zu beachten. Beenden Sie die Einnahme, wenn Sie einen unerwarteten Effekt bemerken und konsultieren Sie Ihren Arzt. Da noch keine ausreichenden Daten vorliegen, kann die Anwendung bei Kindern und Jugendlichen (unter 18 Jahren) sowie Schwangeren und Stillenden nicht empfohlen werden. Um unerwünschte Wechselwirkungen mit Medikamenten zu vermeiden, empfehlen wir eine um 2 Stunden zeitversetzte Einnahme von MED DARM REPAIR mit Medikamenten, wobei Medikamente, falls nicht anders verordnet, vor dem PMA-Zeolith® eingenommen werden sollten. Nicht inhalieren. Im Fall schwerwiegender Vorkommnisse bitte Hersteller und die zuständige Behörde kontaktieren. Außer Reichweite von Kindern unter 6 Jahren aufbewahren. Die Dose nach der Verwendung immer schließen. Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften mit dem Hausmüll. Ständige Kontrollen garantieren die hohe Qualität und Wirksamkeit als Medizinprodukt gemäß der Europäischen Verordnung 2017/745.

Hersteller:



PANACEO International GmbH
Finkensteiner Straße 5,
A-9585 Villach-Gödersdorf

Lagerbedingungen:



Instructions for Use MED DARM REPAIR

Medical device of class IIb
(suitable for long-term use)

Net content:

Powder: 50 g, 100 g, 200 g, 400 g
Capsules: 50 capsules, 100 capsules,
200 capsules

Ingredients: PMA-Zeolite®

Intended Use:

For leaky gut and irritable bowel syndrome.

For the treatment of a limited barrier function of the intestinal wall (leaky gut) and associated inflammatory processes.

MED DARM REPAIR is a natural medical device that has a restoring effect on the gastrointestinal wall and binds harmful substances (lead, cadmium, arsenic, chromium, nickel and ammonium) in the gastrointestinal tract. It is scientifically recognised that different, particularly recurrent, stresses (psychological burden, diseases and drug therapies) can lead to a disturbance of the integrity of the intestinal wall (leaky gut). Possible symptoms associated with leaky gut include gastrointestinal problems, increased liver values, immunodeficiency or fatigue. Please consult your doctor or pharmacist for further information. It has been scientifically proven that PMA-Zeolite® is capable of significantly positively influencing intestinal wall integrity – measurable through a significantly reduced concentration of the 'tight junction modulator' zonulin and the inflammation parameter alpha-1 antitrypsin.

Application:

Powder: Take one teaspoon (1 tsp = 2 g) 1 – 3 times daily mixed in a glass of water (at least 100 ml) with meals. For acute diarrhea, take 3 teaspoons (= 6 g). The maximum daily intake should not exceed 9 g.

Capsules: Take 3 capsules 2 – 3 times a day with a glass of water (at least 100 ml) with meals. For acute diarrhoea, take up to 15 capsules.

The duration of intake should be at least 12 weeks or as long as the recurrent stresses exist. The intake is recommended for adults from the age of 18 up.

Warnings and safety instructions:

There are no undesirable side effects apart of occasional constipation. This is particularly important in case of chronic constipation. Discontinue use if you notice an unexpected effect and consult your physician. As there are not yet sufficient data available, its use cannot be recommended for children and adolescents (under 18 years of age), pregnant and lactating women. To avoid adverse drug interactions, we recommend taking MED DARM REPAIR and medication with a 2-hour time lag, whereby medication should be taken before the PMA-Zeolite®, unless otherwise prescribed. Do not inhale the powder. In the event of serious incidents, please contact the manufacturer and the competent authority. Keep out of reach of children under 6 years of age. Firmly close can after use. Dispose of the device with household waste in accordance with local regulations. Constant quality control ensures high quality and effectiveness as an approved medical device in acc. with European Regulation 2017/745

Producer:



PANACEO International GmbH
Finkensteiner Straße 5,
A-9585 Villach-Gödersdorf

Storage conditions:



Istruzioni per l'uso MED DARM REPAIR

Dispositivo medico di classe IIb
(idoneo per l'uso a lungo termine)

Quantità netta:

Polvere: 50 g, 100 g, 200 g, 400 g

Capsula: 50 capsula, 100 capsula, 200 capsula

Ingredienti: PMA-Zeolite®

Destinazione d'uso:

Per leaky gut e sindrome dell'intestino irritabile.

Per il trattamento di una funzione di barriera compromessa della parete intestinale (leaky gut) e dei processi infiammatori associati.

MED DARM REPAIR è un dispositivo medico naturale che esercita un'azione rigenerante sulla parete gastrointestinale e lega inoltre nel tratto gastrointestinale sostanze nocive (piombo, cadmio, arsenico, cromo, nichel e ammonio). È scientificamente riconosciuto che differenti sollecitazioni, in particolare ricorrenti (psicologico, malattie e terapie farmacologiche), possono portare a un'alterazione dell'integrità della parete intestinale (leaky gut). Possibili manifestazioni associate al leaky gut includono, tra l'altro, disturbi gastrointestinali, valori epatici aumentati, immunodeficienza o stanchezza. Per ulteriori informazioni, consultare il medico o il farmacista. È scientificamente dimostrato che PMA-Zeolite® è in grado di influenzare in modo significativamente positivo l'integrità della parete intestinale, misurabile tramite una concentrazione significativamente ridotta del „modulatore delle tight junction“ zonulina e del parametro infiammatorio alfa-1-antitripsina.

Applicazione:

Polvere: Assumere 1 cucchiaino (1 cucchiaino = 2 g) 1 – 3 volte al giorno durante i pasti, mescolato in un bicchiere d'acqua (almeno 100 ml). In caso di diarrea acuta, assumere 3 cucchiaini (= 6 g). La quantità massima giornaliera non deve superare 9 g.

Capsula: Assumere 3 capsule 2 – 3 volte al giorno durante i pasti con un bicchiere d'acqua

(almeno 100 ml). In caso di diarrea acuta, assumere fino a 15 capsule.

La durata dell'assunzione deve essere di almeno 12 settimane o per tutto il periodo in cui persistono gli stress ricorrenti. L'assunzione è raccomandata per adulti a partire dai 18 anni.

Avvertenze e istruzioni di sicurezza:

Non sono noti effetti indesiderati, ad eccezione di stipsi occasionale. Questo deve essere tenuto in particolare considerazione in caso di stipsi cronica. Interrompere l'assunzione se si nota un effetto inatteso e consultare il medico. Poiché non sono ancora disponibili dati sufficienti, l'uso nei bambini e negli adolescenti (di età inferiore a 18 anni), nelle donne in gravidanza e durante l'allattamento non può essere raccomandato. Per evitare interazioni indesiderate con medicinali, si raccomanda di assumere MED DARM REPAIR e i medicinali a distanza di 2 ore; salvo diversa prescrizione, i medicinali devono essere assunti prima della PMA-Zeolite®. Non inalare la polvere. In caso di incidenti gravi, contattare il fabbricante e l'autorità competente. Tenere fuori dalla portata dei bambini di età inferiore a 6 anni. Chiudere sempre il contenitore dopo l'uso. Smaltire il dispositivo con i rifiuti domestici in conformità alle normative locali. Controlli continui garantiscono l'elevata qualità ed efficacia come dispositivo medico ai sensi del Regolamento europeo (UE) 2017/745.

Produttore:



PANACEO International GmbH
Finkensteiner Straße 5,
A-9585 Villach-Gödersdorf

Condizioni di conservazione:



Mode d'emploi MED DARM REPAIR

Dispositif médical de classe IIb
(adapté à une utilisation à long terme)

Quantité nette:

Poudre: 50 g, 100 g, 200 g, 400 g

Gélules: 50 Gélules, 100 Gélules, 200 Gélules

Ingrédients: PMA-Zeolite®

Finalité:

En cas de leaky gut et de syndrome de l'intestin irritable.

Pour le traitement d'une fonction barrière limitée de la paroi intestinale (leaky gut) et des processus inflammatoires associés.

MED DARM REPAIR est un dispositif médical naturel qui exerce un effet régénérant sur la paroi gastro-intestinale et lie en outre dans le tractus gastro-intestinal des substances nocives (plomb, cadmium, arsenic, chrome, nickel et ammonium). Il est scientifiquement reconnu que différentes sollicitations, en particulier récurrentes (psychique, maladies et traitements médicamenteux), peuvent entraîner une altération de l'intégrité de la paroi intestinale (leaky gut). Les manifestations possibles associées au leaky gut comprennent notamment des troubles gastro-intestinaux, une augmentation des valeurs hépatiques, une immunodéficience ou de la fatigue. Veuillez vous informer auprès de votre médecin ou pharmacien. Il est scientifiquement démontré que PMA-Zeolite® est capable d'influencer de manière significativement positive l'intégrité de la paroi intestinale, mesurable par une concentration significativement réduite du « modulateur des jonctions serrées » zonuline ainsi que du paramètre inflammatoire alpha-1-antitrypsine.

Utilisation:

Poudre: Prendre 1 cuillère à café (1 c. à café = 2 g) 1 à 3 fois par jour, mélangée dans un verre d'eau (au moins 100 ml), pendant les repas. En cas de diarrhée aiguë, prendre 3 cuillères à café (= 6 g). La quantité journalière maximale ne doit pas dépasser 9 g.

Gélules: Prendre 3 gélules 2 à 3 fois par jour pendant les repas avec un verre d'eau (au moins 100 ml). En cas de diarrhée aiguë, prendre jusqu'à 15 gélules.

La durée de prise doit être d'au moins 12 semaines ou aussi longtemps que les sollicitations récurrentes persistent. La prise est recommandée pour les adultes à partir de 18 ans.

Avertissements et consignes de sécurité:

Aucun effet indésirable n'est connu, à l'exception d'une constipation occasionnelle. Ceci doit être particulièrement pris en compte en cas de constipation chronique. Arrêtez la prise si vous remarquez un effet inattendu et consultez votre médecin. Les données disponibles étant encore insuffisantes, l'utilisation chez les enfants et adolescents (de moins de 18 ans), ainsi que chez les femmes enceintes ou allaitantes, ne peut pas être recommandée. Afin d'éviter des interactions indésirables avec des médicaments, nous recommandons de prendre MED Darm Repair et les médicaments à 2 heures d'intervalle; sauf prescription contraire, les médicaments doivent être pris avant la PMA-zéolite®. Ne pas inhaler la poudre. En cas d'incidents graves, veuillez contacter le fabricant et l'autorité compétente. Tenir hors de portée des enfants de moins de 6 ans. Toujours bien refermer le récipient après utilisation. Éliminer le dispositif avec les déchets ménagers conformément aux prescriptions locales. Des contrôles permanents garantissent la qualité élevée et l'efficacité en tant que dispositif médical conformément au Règlement européen (UE) 2017/745.

Fabricant:



PANACEO International GmbH
Finkensteiner Straße 5,
A-9585 Villach-Gödersdorf

Conditions de stockage:



0477

Instrukcja obsługi MED DARM REPAIR

Wyrób medyczny klasy IIb
(odpowiedni do długotrwałego stosowania)

Pojemność netto:

Proszku: 50 g, 100 g, 200 g, 400 g
Kapsułki: 50 Kapsułki, 100 Kapsułki,
200 Kapsułki

Składniki: PMA-Zeolite®

Przeznaczenie:

Przy leaky gut i zespole jelita drażliwego.

Do leczenia ograniczonej funkcji bariery ściany jelita (leaky gut) oraz związanych z tym procesów zapalnych.

MED DARM REPAIR jest naturalnym wyrobem medycznym, który działa regenerująco na ścianę żołądkowo-jelitową, a ponadto wiąże w przewodzie pokarmowym substancje szkodliwe (ołów, kadm, arsen, chrom, nikiel i amon). Uznaje się naukowo, że różne, w szczególności nawracające obciążenia (psychiczny, choroby oraz terapie lekowe) mogą prowadzić do zaburzenia integralności ściany jelita (leaky gut). Możliwe objawy towarzyszące leaky gut obejmują m.in. dolegliwości żołądkowo-jelitowe, podwyższone wartości parametrów wątrobowych, osłabienie odporności lub wyczerpanie. Prosimy zasięgnąć informacji u lekarza lub farmaceuty. Udowodniono naukowo, że PMA-Zeolite® może istotnie pozytywnie wpływać na integralność ściany jelita, co można zmierzyć poprzez istotnie zmniejszone stężenie „modulatora połączeń ścisłych” zonuliny oraz parametru zapalnego alfa-1-antytrypsyny.

Zastosowanie:

Proszku: Przyjmować 1 łyżeczkę (1 łyżeczka = 2 g) 1 – 3 razy dziennie podczas posiłków, po wymieszaniu w szklance wody (co najmniej 100 ml). W przypadku ostrej biegunki przyjąć 3 łyżeczki (= 6 g). Maksymalna ilość dobową nie powinna przekraczać 9 g.

Kapsułki: Przyjmować 3 kapsułki 2 – 3 razy dziennie podczas posiłków, popijając szklanką wody (co najmniej 100 ml). W przypadku ostrej biegunki przyjąć do 15 kapsułek.

Okres stosowania powinien trwać co najmniej 12 tygodni lub tak długo, jak długo występują powtarzające się obciążenia. Przyjmowanie jest zalecane dla dorosłych od 18. roku życia.

Ostrzeżenia i instrukcje bezpieczeństwa:

Nie są znane żadne niepożądane działania uboczne poza sporadycznie występującymi zaparciami. Należy zwrócić na to szczególną uwagę w przypadku przewlekłych zaparć. W przypadku zauważenia nieoczekiwanego efektu należy przerwać przyjmowanie i skonsultować się z lekarzem. Ponieważ nie są jeszcze dostępne wystarczające dane, nie można zalecić stosowania u dzieci i młodzieży (poniżej 18 lat), kobiet w ciąży ani kobiet karmiących piersią. Aby uniknąć niepożądanych interakcji z lekami, zalecamy przyjmowanie MED DARM REPAIR i leków z 2-godzinny odstępem; o ile nie zalecono inaczej, leki powinny być przyjmowane przed PMA-zeolite®. Nie wdychać proszku. W przypadku poważnych incydentów należy skontaktować się z producentem i właściwym organem. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci poniżej 6 lat. Po użyciu zawsze szczelnie zamykać pojemnik. Wyrób należy usuwać z odpadami komunalnymi zgodnie z lokalnymi przepisami. Stałe kontrole gwarantują wysoką jakość i skuteczność jako wyrobu medycznego zgodnie z rozporządzeniem europejskim (UE) 2017/745.

Producent:



PANACEO International GmbH
Finkensteiner Straße 5,
A-9585 Villach-Gödersdorf

Warunki przechowywania:



0477

Instrucțiuni de utilizare MED DARM REPAIR

Dispozitiv medical din clasa IIb
(adecvat pentru utilizare pe termen lung)

Capacitate netă:

Pulbere: 50 g, 100 g, 200 g, 400 g

Capsule: 50 Capsule, 100 Capsule, 200 Capsule

Ingrediente: PMA-Zeolite®

Scopul:

Pentru leaky gut și sindrom de intestin iritabil.

Pentru tratamentul funcției de barieră limitate a peretelui intestinal (leaky gut) și al proceselor inflamatorii asociate.

MED DARM REPAIR este un dispozitiv medical natural care are un efect de regenerare asupra peretelui gastrointestinal și, în plus, leagă în tractul gastrointestinal substanțe nocive (plumb, cadmiu, arsen, crom, nichel și amoniu). Este recunoscut științific faptul că diferite solicitări, în special recurente (stres fizic și psihic, boli și terapii medicamentoase), pot duce la o perturbare a integrității peretelui intestinal (leaky gut). Manifestările posibile asociate cu leaky gut includ, printre altele, tulburări gastrointestinale, valori hepatice crescute, imunodeficiență sau epuizare. Vă rugăm să solicitați informații medicului sau farmacistului dumneavoastră. S-a demonstrat științific că PMA-Zeolite® poate influența semnificativ pozitiv integritatea peretelui intestinal, măsurabilă printr-o concentrație semnificativ redusă a „modulatorului joncțiunilor strânse” zonulina și a parametrului inflamator alfa-1-antitripsina.

Utilizare:

Pulbere: Luați 1 linguriță (1 linguriță = 2 g) de 1 – 3 ori pe zi, amestecată într-un pahar cu apă (cel puțin 100 ml), în timpul meselor. În caz de diaree acută, luați 3 lingurițe (= 6 g). Cantitatea maximă zilnică nu trebuie să depășească 9 g.

Capsule: Luați 3 capsule de 2 – 3 ori pe zi, în timpul meselor, cu un pahar cu apă (cel puțin 100 ml). În caz de diaree acută, luați până la 15 capsule.

Durata administrării trebuie să fie de cel puțin 12 săptămâni sau atât timp cât persistă solicitările recurente. Administrarea este recomandată adulților începând cu vârsta de 18 ani.

Avertismente și instrucțiuni de siguranță:

Nu sunt cunoscute reacții adverse nedorite, cu excepția constipației ocazionale. Acest lucru trebuie avut în vedere în special în caz de constipație cronică. Opreți administrarea dacă observați un efect neașteptat și consultați medicul. Deoarece nu sunt încă disponibile date suficiente, utilizarea la copii și adolescenți (sub 18 ani), precum și la femeile gravide și care alăptează, nu poate fi recomandată. Pentru a evita interacțiunile nedorite cu medicamentele, recomandăm administrarea MED DARM REPAIR și a medicamentelor la un interval de 2 ore; dacă nu este prescris altfel, medicamentele trebuie luate înaintea PMA-Zeolite®. Nu inhalați pulberea. În cazul unor incidente grave, vă rugăm să contactați producătorul și autoritatea competentă. A nu se lăsa la îndemâna copiilor sub 6 ani. Închideți întotdeauna bine recipientul după utilizare. Eliminați dispozitivul împreună cu deșeurile menajere, în conformitate cu reglementările locale. Controalele permanente garantează calitatea ridicată și eficacitatea ca dispozitiv medical în conformitate cu Regulamentul european (UE) 2017/745.

Producător:



PANACEO International GmbH
Finkensteiner Straße 5,
A-9585 Villach-Gödersdorf

Condiții de depozitare:



MD **CE** 0477